

# M4 Edge

(Mouthpiece for EsophagoGastroDuodenoSpopy)



**M4** Edge <sup>M1</sup>

**M4** Edge <sup>M2</sup>

## 제품 설명

01

M4Edge는 내시경 시술시 의료용기구의 삽입을 용이하게 하기 위해 구강의 확장에 이용하는 기구로서 멸균되어 공급되는 일회용 제품입니다.

## 제품 특징

02

제품 한 개당 일회용 밴드가 한 개씩 포장되어 있어 별도의 밴드 구매가 필요 없습니다. 밴드 고정홀이 넓으며, 한쪽은 mouthpiece에 연결되어 있어서 검사자 사용에 편리합니다. 입구의 크기와 각이 넓어 검사 중에 불편이 없습니다.

## 제품 모델

03

- M4Edge M1 : 제품 본체는 Polyethylene으로 이루어져 있습니다.
- M4Edge M2 : 제품 본체는 Polyethylene이며, 치아가 닿는 부위는 Thermoplastic Elastomer로 되어있습니다.