

PFT Filter

(Disposable Bacterial / Viral Filter)



Medifilter

(Integrated mouthpiece)

Whooooo Filter®

(Paper mouthpiece)

Whooooo Filter®

(Plastic mouthpiece)

제품 설명

폐기물 검사시 세균 및 바이러스를 완벽하게 제거함으로써 검사 과정에서 발생할 수 있는 피검자와 검사자 간에 공기를 매개로 하는 전염성 질환을 예방할 수 있어 안전하게 폐혈량 검사를 실시할 수 있습니다.

01

제품 특징

PFT Filter 제품 모두 **3M Membrane**를 사용하고 있습니다. Electrostatic & Mechanic 방법으로 filtration 을 하기때 bacteria, virus의 제거 효율이 높습니다. 초음파 용착 방식을 사용하여 화학적 노출에 대한 위험이 없습니다. CE인증 및 ISO 13485 인증을 가지고 생산하기에 의료용으로 적합합니다.

02

제품 규격

1. 세균제거효율(BFD) : 99.9% 이상
2. 바이러스제거효율(VFE) : 99.9%이상
3. 저항 (Air Flow Resistance) : 1.5cm H₂O/L/s 이하
4. 사강 (Dead Space) : 75ml 이하

03

제품 사용상 주의사항

- 사용 직전에 포장지를 제거하고 검사를 시행하시기 바랍니다.
- 사용 후 반드시 지정된 장소에 폐기하시기 바랍니다.
- 사용한 필터를 고압 / E.O.가스 멸균이나 소독 후 재사용할 수 없습니다.
- 불량 제품은 구입회사에서 조건없이 교환 또는 반품해 드립니다.
- 직사광선을 피하고 습기가 없는 곳에 보관하여 사용하시기 바랍니다.

04

• 제조 / 수입원

BioZenith
바이오제니스